

## 检测报告

校验码: 860749

报告编号: C202103102321

委托单位: 东莞市圣达斯环保科技有限公司  
单位地址: 东莞市厚街镇溪头沿河路 55 号 1 号楼

以下样品信息由委托方提供并负责其真实性

名称: 木蜡油菜板  
样品状态: 正常

接收日期: 2021-03-11 检测周期: 2021-03-11 – 2021-03-19

检测要求: 根据客户要求选择测试。

检测结果: 见以下各页。

编制

潘敏

审核

唐利平

批准

郑晓青



扫一扫 验真伪

广州广电计量检测股份有限公司

签发日期: 2021-03-19

检验检测专用章

(02)

本报告仅对来样负责, 报告无检测单位检验检测专用章无效, 报告涂改无效, 部分复印无效。对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。

注: 检测报告中的数据仅用于科研、教学、内部质量控制等目的。

广州广电计量检测股份有限公司

地址: 中国广州市黄埔大道西平云路 163 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

# 检测报告

校验码: 860749

报告编号: C202103102321

## 检测结果摘要:

| 序号 | 检测项目                     | 结论 |
|----|--------------------------|----|
| 1  | GB 4806.10-2016—总迁移量     | 符合 |
| 2  | GB 4806.10-2016—高锰酸钾消耗量  | 符合 |
| 3  | GB 4806.10-2016—重金属(以铅计) | 符合 |

## 样品描述:

| 样品编号 | 描述          |
|------|-------------|
| 1    | 透明涂层 (在金属上) |

备注: 检测项目由客户指定。

## 检测结果:

### 1. GB 4806.10-2016—总迁移量

检测方法: 参考GB 31604.8-2016。

| 食品模拟物      | 时间    | 温度  | 样品   | 单位                 | 方法<br>检出限 | 限值  | 结论 |
|------------|-------|-----|------|--------------------|-----------|-----|----|
|            |       |     | 1    |                    |           |     |    |
| 10%乙醇(v/v) | 2hr   | 70℃ | N.D. | mg/dm <sup>2</sup> | 3.0       | ≤10 | 符合 |
| 4%乙酸(v/v)  | 2hr   | 70℃ | N.D. | mg/dm <sup>2</sup> | 3.0       | ≤10 | 符合 |
| 95%乙醇      | 2hr   | 60℃ | N.D. | mg/dm <sup>2</sup> | 3.0       | ≤10 | 符合 |
| 异辛烷        | 0.5hr | 40℃ | N.D. | mg/dm <sup>2</sup> | 3.0       | ≤10 | 符合 |

备注: 1) “N.D.” = 未检出(小于方法检出限)

2) mg/dm<sup>2</sup> = 毫克/平方分米

3) 报告显示第三次的萃取结果。

广州广电计量检测股份有限公司

地址: 中国广州市黄埔大道西平云路 163 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

## 检测报告

校验码: 860749  
报告编号: C202103102321

**2. GB 4806.10-2016—高锰酸钾消耗量**

检测方法: 参考GB 31604.2-2016。

食品模拟物: 蒸馏水

迁移试验条件: 60℃, 2hr

| 检测项目    | 样品 | 单位    | 方法<br>检出限 | 限值  | 结论 |
|---------|----|-------|-----------|-----|----|
|         | 1  |       |           |     |    |
| 高锰酸钾消耗量 | 8  | mg/kg | 1.0       | ≤10 | 符合 |

备注: 1) mg/kg = 毫克/千克食品模拟物

**3. GB 4806.10-2016—重金属(以铅计)**

检测方法: 参考GB 31604.9-2016。

食品模拟物: 4%乙酸(v/v)

迁移试验条件: 60℃, 2hr


| 检测项目     | 样品 | 单位    | 限值 | 结论 |
|----------|----|-------|----|----|
|          | 1  |       |    |    |
| 重金属(以铅计) | <1 | mg/kg | ≤1 | 符合 |

备注: mg/kg = 毫克/千克食品模拟物

## 检测报告

校验码: 860749  
报告编号: C202103102321

样品图片



-----报告结束-----